



Muito mais escolha num digital acessível

Unison é uma família de aparelhos digitais extraordinariamente flexível que possibilita as escolhas que você precisa para adaptar mais clientes com tecnologia digital. Devido ao avanço tecnológico, a família Unison agora oferece muito mais escolhas numa categoria acessível.



UNISON NUM PISCAR DE OLHOS

Perfil de Performance	Unison 6	Unison 3	Unison Essencial
Grau de Perda	Leve a profunda, incluindo perda em rampa	Leve a profunda, incluindo perda em rampa	Leve a profunda, incluindo perda em rampa
Canais	6	3	3
Bandas	6	6	6
Tipos de Processamento	WDRC Supressão de Ruídos ASP Compressão Adaptativa Compressão Linear	WDRC Compressão Linear	WDRC
Características			
Adaptação Aberta	Moda 10 A BTE & 13 BTE M (sem CV)	Moda 10 A BTE & 13 BTE M (sem CV)	
Programas	3	3	1
Possibilidade de desabilitar programas	•	•	
Cancelamento adaptativo de microfonia	•	•	
Gerenciador multibanda de microfonia	•	•	•
Redução inteligente de ruído	•		
Microfone direcional	Sim - Intra-aurais (opcional*) Sim - BTE	Sim - Intra-aurais (opcional*) Sim - BTE	
Opção de bobina telefônica automática - somente intra-canal	•	•	•
Expansão	•	•	•
Indicador de volume ideal	•	•	•
Iniciar mudo	•	•	•
Aviso de bateria fraca	•	•	•
BIP Indicador de programa	•	•	(para bobina telefônica)
Controle de volume manual	•	•	•
Opção de bobina telefônica	•	•	•
MLx - não compatível com Moda	•	•	•
Microfone WiFi - não compatível com Moda ou opções com tubo fino	•	•	•

* Consulte o distribuidor local.

• Valor Extra

Moda Ultra Pequeno, Ultra Discreto

Unison está disponível em vários estilos, incluindo Moda, o completo retroauricular pilha 10A, ultra pequeno com tubo fino para adaptação aberta ou molde tradicional. Moda mantém todas as características de um retroauricular Unison tradicional.



Unison - a escolha certa para qualquer um.
www.unitronbrasil.com.br
0800-116491

